



Ascom teleCARE IP® Motion Sensor

De teleCARE IP Motion Sensor, die deel uitmaakt van het Ascom teleCARE IP-systeem, is een draadloze bewegingsdetector die voor diverse doeleinden kan worden gebruikt in de leefomgeving van senioren.

Een woonvoorziening voor senioren kan een bewegingssensor op elke gewenste plaats inzetten, dankzij de draadloze functionaliteit, waardoor hij gemakkelijk geïnstalleerd kan worden, waar en wanneer dat nodig is. Betrouwbare en discrete monitoring van bewoners verbetert de veiligheid en efficiëntie van de zorg en vergroot de tevredenheid van bewoners en zorgverleners.

Hoe het werkt

Wanneer een beweging van de bewoner wordt geregistreerd, activeert het systeem een bericht. Dit bericht kan worden gebruikt om direct een zorgverlener te alarmeren of met vertraging.

Voorbeelden



Direct alarm wanneer een bewoner de veilige omgeving probeert te verlaten.



Aanwezigheid in de badkamer of douche, met instelbare tijdsinstelling om de zorgverlener te alarmeren.



Detectie van bewegingen van de bewoner met vooraf ingestelde intervallen houdt de zorgverlener op de hoogte. Bijvoorbeeld van activiteit in de ochtend. Persoonlijke verificatie door de zorgverlener is niet noodzakelijk, zodat de privacy van de bewoner wordt gewaarborgd.





Belangrijkste kenmerken

- Klein en discreet dat niet opvalt in de kamer van de bewoner
- Instelbare gevoeligheid en detectieveld
- Draadloze connectiviteit met het Ascom-systeem
- Werkt op batterijen met een levensduur van ten minste drie jaar (150 activaties per dag)
- Personeel wordt gewaarschuwd bij lage batterijspanning

Belangrijkste voordelen

- Betere zorg en veiligheid terwijl de waardigheid van de bewoners in stand blijft
- Verbetert de efficiëntie van het personeel
- Draadloze technologie voor flexibele installatie
- De zekerheid van het gebruik van ultramoderne, maar beproefde technologie van een wereldwijd toonaangevende leverancier van missiekritische communicatieoplossingen

Bewegingssensoren voor activiteitenmonitoring waar dit nodig is in de leefomgeving van senioren.

Over Ascom

Ascom is een internationale aanbieder van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en mobiele werkstroomsystemen voor de gezondheidszorg. De visie van Ascom is erop gericht om hiaten in de digitale informatievoorziening te dichten en optimale beslissingen mogelijk te maken – overal en altijd. De missie van Ascom is missiekritische, realtime oplossingen te bieden voor zeer mobiele, ad hoc- en tijdgevoelige omgevingen. Ascom gebruikt zijn unieke product- en systeempportfolio en kennis van softwarearchitectuur om integratie- en mobilisatieoplossingen te creëren die voor soepele, complete en efficiënte werkstromen zorgen in zowel de gezondheidszorg als de sectoren industrie, beveiliging en de detailhandel. Ascom, waarvan het hoofdkantoor in Baar (Zwitserland) is gevestigd, heeft dochterondernemingen in 15 landen en telt wereldwijd zo'n 1.200 medewerkers. Ascoms aandelen op naam (ASCN) zijn genoteerd aan de SIX Swiss Exchange in Zürich.

De beschikbaarheid, configuratie en technische specificaties van Ascom-producten, -diensten en -oplossingen kunnen per land verschillen. Vraag de Ascom-vertegenwoordiger bij u in de buurt om meer informatie.

Ascom Oplossingen voor ouderenzorg Altijd aanwezig. Altijd aan. Altijd veilig.

Ascom (Nederland) B.V.

Savannahweg 31 Postbus 40242
3504 AA Utrecht
T +31 30 240 91 00
E info@ascom.nl
www.ascom.nl

Ascom (Belgium) NV

Belgicastraat 11 1930 Zaventum
Telefoon +32 2 727 13 11
E info.be@ascom.com
www.ascom.be

ascom