



Ascom teleCARE IP

Bewoners meer vertrouwen en zorgverleners meer mogelijkheden geven

ascom

“Ascom telecare IP vermindert valpartijen en de angst om te vallen waar sommige mensen mee kampen. Het systeem helpt bewoners mobiel te houden en geeft hen meer zelfvertrouwen en eigenwaarde, wat erg belangrijk is.

Anita Astle MBE

Mede-eigenaar Wren Hall Nursing Home, VK

Bewoners meer vertrouwen geven en zorgverleners opties bieden met een nieuw intelligentieniveau

In zorginstellingen bestaat er een fijne lijn tussen benodigde waakzaamheid en de onafhankelijkheid van de bewoner. Met grotere terreinen, actievere senioren en specialistische zorgniveaus van tegenwoordig moet het personeel kunnen reageren op noodsituaties en verzoeken, ongeacht waar bewoners zich bevinden, en hen zo onopvallend mogelijk in de gaten houden.

Ascom biedt nu een schaalbaar en discreet systeem om de veiligheid van actieve senioren te waarborgen.

Bewoners meer vertrouwen geven

Vrijheid en veiligheid

Alleen bij Ascom teleCARE IP zijn end-to-end messaging, noodoproepen en dwaaldetectie geïntegreerd in één platform.

- Bewoners kunnen zeker zijn van een snelle en gepaste reactie op hulpvragen en gebeurtenissen, ongeacht hun zorgbehoefte. Mobiele senioren kunnen blijven genieten van een actieve levensstijl.
- Alle binnenkomende oproepen van bewoners verschijnen als tekstberichten op het mobiele device van de zorgverlener, om de privacy te waarborgen.
- Het Ascom slimme bewakingssysteem biedt de mogelijkheid voor actieve of passieve 'incheckopties' en bewonersprofielen, waarmee gepersonaliseerde zorg mogelijk wordt.

Zorgverleners mogelijkheden bieden

Weten waar en wanneer zorg nodig is

De geïntegreerde Ascom-oplossingen bieden zorgverleners de informatie die ze nodig hebben, waar ze ook zijn, om echt persoonlijke zorg te bieden.

- Zorgverleners weten wanneer bewoners hulp nodig hebben, en waar - binnen of buiten.
- Bewonersoproepen worden snel naar hun zorgverlener gestuurd en automatisch geëscaleerd.
- Bewonersprofielen kunnen zo worden aangepast, dat een alarm altijd de juiste aandacht krijgt.





Met Ascom-rapportage kunnen zorgverleners optimale beslissingen nemen en de zorg en veiligheid voortdurend verbeteren. *

*Vereist MARI

Een dag uit het leven van...

1. 's Ochtend kan Robert **automatisch 'inchecken'** door een bewegingssensor te activeren, waardoor hij zijn waardigheid en zelfstandigheid kan behouden.
2. Anders dan Robert hebben een paar bewoners niet automatisch ingecheckt. Het Ascom-systeem **waarschuwt zorgverlener Tina**, die vervolgens naar de kamer van deze mensen gaat, of hen belt met haar Ascom smartphone.
3. Tina kent haar bewoners, dus ze wacht altijd tot Robert uit bed is gestapt, voor ze zijn kamer binnengaat om hem te begeleiden naar het ontbijt. Dat kan ze doen, dankzij een bedsensor **die een bericht naar haar Ascom Myco stuurt**, zodat ze weet dat Robert op is.
4. Roberts buurvrouw, Mary, lijdt aan dementie en heeft hulp nodig om naar de badkamer te gaan, want ze heeft een hoog valrisico. Het configureerbare **teleCARE IP verpleegoproepsysteem geeft Tina op precies het juiste moment een seintje**.
5. Terwijl Tina haar werk doet, kan ze erop vertrouwen dat het Ascom-systeem **automatisch een collega over het voorval informeert als zij niet zelf op een alarm kan reageren**, zodat er nooit een oproep over het hoofd wordt gezien.
6. Verder heeft Mary een systeem nodig dat haar beschermt tegen weglopen, dat gevaarlijke gevolgen zou kunnen hebben. De **Ascom polsband is haar discrete partner**, waarmee ze rond kan lopen binnen de veilige omgeving, maar die Tina waarschuwt mocht Mary proberen het gebouw te verlaten.
7. Voor Mary's veiligheid heeft Tina **het Ascom-systeem zo geprogrammeerd dat het deuren afsluit die normaal niet op slot zijn** als Mary daar in de buurt komt.
8. Robert is buiten, wanneer hij ineens duizelig wordt. Hij **drukt op een knop op zijn Ascom-polsband om hulp in te roepen**. Dankzij de draadloze dekking van Ascom ontvangt zorgverlener Tina de alarmmelding, waarna ze regelt dat hij hulp krijgt.
9. Robert draagt de polsband 24 uur per dag. Mocht hij zijn polsband afdoen, **dan waarschuwt de ingebouwde sensor zijn zorgverlener**, zodat ze gepaste actie kan ondernemen.
10. De schaalbaarheid en flexibiliteit van de Ascom-oplossingen ondersteunt bewoners, zodat ze optimaal kunnen leven in een veilige omgeving, **waar hulp altijd binnen handbereik is**.

teleCARE IP-systeemarchitectuur

Betere intelligentie in de zorg – geïntegreerde technologie


- Ascom teleCARE IP biedt begeleide communicatie om ervoor te zorgen dat elk telefoongesprek tot stand komt.
- Actieve monitoring en sensoren bevorderen de beveiliging en veiligheid van bewoners.
- Het toonaangevende dwaaldetectiesysteem slaat onmiddellijk alarm als bewoners proberen weg te lopen.
- Gebeurtenissen en activiteiten worden automatisch gedocumenteerd, wat resulteert in aanpasbare rapporten en audittrails.

Ascom bedrade onderdelen

- **Kamerapparatuur** – Variërend van eenvoudige stations die het inchecken van bewoners ondersteunen, tot innovatieve sensoren, spraakmodules, trekkoordstations, bedmodules en locatiebakens.
- **Apparatuur voor gangen** – Displays, lampen en meldingspanelen met unieke kleuren, teksten en knipperpatronen die specifieke gebeurtenissen en prioriteiten aangeven.
- **Centrale apparatuur** – Solid state en IP-gebaseerd - zorgt voor datacommunicatie en 24/7 bewaking van het Ascom teleCARE IP-systeem.

Ascom draadloze wearables

- **Polsband/hanger** - Stijlvol en comfortabel. Zorgt voor bewegingsvrijheid omdat bewoners gemakkelijk hulp kunnen invoeren.
- **Draadloze repeater, gebruikmakend van twee frequenties** – Maakt bewaakte connectiviteit mogelijk in een betrouwbare, kosteneffectieve oplossing voor een individueel gebouw of campusomgeving.
- **Discrete bewegingssensoren** - Passieve infraroodsensoren voor automatische meldingen. Aanpasbaar voor elke bewoner. Eenvoudige installatie en configuratie
- **Laagfrequent (LF) baken** – Eenvoudige draadloze toevoeging, nauwkeurig tot op kamerniveau, die intelligente alarm- en dwaaldetectiesystemen ondersteunt.



Ascom (Nederland) B.V.
Postbus 40242
2504 AA Utrecht
Nederland
Telefoon: +31 30 2409100
www.ascom.nl

ascom